

Cubrezapatos quirúrgico tipo bota

LITE A-DRY

1.- Referencia Sanitaria: QZP201AC

2.- Finalidad de uso prevista: Cubrezapatos tipo bota, quirúrgicos no estériles, de un solo uso y con propiedades impermeables y antideslizante, destinado a cubrir el calzado del usuario y actuar como barrera física que limita la dispersión de agentes infecciosos y contaminantes, contribuyendo a reducir el riesgo de contaminación cruzada y a proteger al paciente, durante procedimientos y actividades en entornos quirúrgicos.



- Gama LITE A-DRY, ligereza y seguridad
- Cómodo
- De fácil colocación
- Reciclable

3.- Composición:

Composición	*Gramaje	Guía Eco
Tejido-No-tejido 100% Polipropileno alta suavidad y antiestático + coating antideslizante	14 g/m ² + 15 g/m ²	

*Tolerancia $\pm$ 5%

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- Elástico



Cubrezapatos quirúrgico tipo bota

LITE A-DRY

5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
BL	Blanco	ECO++

5.2.-Dimensiones

Código	Talla	*Dimensiones	Guía Eco
10	U (única)	40 cm ancho x 45 cm alto a (Ajustable a todo tipo de calzado)	ECO++

*Tolerancia $\pm 3\%$

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar: con refuerzo de tobillo	ECO++

5.4.-Empaquetado

Código	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
B1	Polybag 250 uds.	250 uds.	4.000 uds. 183 cm altura total	ECO++

Eco-diseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

6.- Certificaciones de calidad

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO₂ respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019
- Libre de látex.
- Reciclable

Cubrezapatos quirúrgico tipo bota

LITE A-DRY

7.- Modelo de etiquetado



8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Deslizar el pie por el extremo abierto hasta que el calzado llegue a tocar el otro extremo cerrado.
- 2.-Comprobar que la suela antideslizante queda en contacto con el suelo, y el elástico superior correctamente sujeto por debajo de la rodilla. En caso de que el artículo tenga elástico inferior, ajustarlo a la altura del tobillo.
- 3.- Producto de un solo uso.

8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Producto Sanitario Clase I no estéril

9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.