

Cubrezapatos quirúrgico

TNT LITE



1.- Referencia Sanitaria: QZP101BB

2.- Finalidad de uso prevista: Cubrezapatos quirúrgicos no estériles de un solo uso, destinados a cubrir el calzado del usuario y actuar como barrera física que limita la dispersión de agentes infecciosos y contaminantes, contribuyendo a reducir el riesgo de contaminación cruzada y a proteger al paciente durante procedimientos y actividades en entornos quirúrgicos.



- Gama TNT LITE, ligereza y protección
- Cómodo
- De fácil colocación
- Reciclable ECO

3.- Composición:

Composición	*Gramaje	Guía Eco
Tejido-No-Tejido 100% polipropileno alta suavidad y antiestático	20 g/m ²	ECO++

*Tolerancia ± 5%

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- Elástico



Cubrezapatos quirúrgico

TNT LITE



5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
BL	Blanco	ECO++
VT	Verde turquesa	ECO

5.2.-Dimensiones

Código	Talla	*Dimensiones	
10	U (única)	41 cm ancho x 17 cm alto (Ajustable a todo tipo de calzado)	ECO++

*Tolerancia ± 3%

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar	ECO++

5.4.-Empaquetado

Código	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
B2	Polybag 100 uds.	1.000 uds.	24.000 uds. 191 cm altura total	ECO

Eco-diseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

6.- Certificaciones de calidad

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO₂ respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019.
- Libre de látex.
- Reciclable



Cubrezapatos quirúrgico

TNT LITE



7.- Modelo de etiquetado



8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Estirar suavemente por ambos extremos y separar los elásticos para crear una cavidad.
- 2.-Introducir el pie, de forma que todo el calzado quede protegido y asegurar que el elástico esté situado por encima del empeine.
- 3.-Producto de un solo uso

8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Producto Sanitario Clase I no estéril

9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.