

Mochila de paciente

TNT RESISTANT



1.- Referencia: HBO201AA

2.- Finalidad de uso prevista: Diseñada para que los pacientes porten de forma cómoda sus objetos personales, facilitando un cierre rápido y seguro, que permite un uso posterior debido a su diseño y durabilidad.



- Gama TNT RESISTANT, alta resistencia
- Repelente a fluidos
- Reutilizable
- Muy duradera
- Reciclable

3.- Composición:

Composición	*Gramaje	Guía Eco
Tejido-No-Tejido 100% polipropileno alta suavidad y antiestático	95 g/m ²	ECO

*Tolerancia $\pm 5\%$

Materia prima de fabricación kilómetro 0 y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- Ollaos metálicos
- Cierre de cordón acrílico



Mochila de paciente

TNT RESISTANT



5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
BL	Blanco	ECO++

Consulte para otras opciones de colores.

5.2.-Dimensiones

Código	*Ancho	*Largo	Guía Eco
10	36 cm	42 cm	ECO++

*Tolerancia $\pm 3\%$

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar	ECO++

5.4.-Empaquetado

Código	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
B1	*Polybag 200 uds.	*200 uds.	*2.400 uds 150 cm altura total	ECO++

Ecodiseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

*Logística estimada

6.- Certificaciones de calidad


- Fabricado en España.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO₂ respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019.
- Libre de látex.
- Reciclable.

Mochila de paciente

TNT RESISTANT



7.- Modelo de etiquetado



8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Repartir el peso en la base de la bolsa, para que el contenido no se lastime y sea más fácil transportarlo
- 2.-Tire de las cuerdas de modo que la abertura quede totalmente cerrada
- 3.-Producto reutilizable en las mismas condiciones del primer uso

8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor correspondiente
- La bolsa no es un juguete, mantener lejos del alcance de menores de 3 años. Riesgo de asfixia
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com

9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.

