



Pack toallita sin doblar

SPUNLACE PRO

1.- Referencia sanitaria: SPA201AC

2.- Finalidad de uso prevista: Talla absorbente de un solo uso, que no desprende pelusas y no se deshace al mojarse, destinada absorber líquidos y como ayudante para procesos de higiene, con el objetivo de limitar la transferencia de agentes infecciosos y reducir el riesgo de contaminación cruzada hacia el paciente en entornos hospitalarios.



- Gama SPUNLACE PRO, suavidad y máxima absorción
- Sin desprendimiento de pelusas
- Resistente
- Hipoalergénica y libre de látex

3.- Composición:

Composición	*Gramaje	Guía Eco
Tejido-No-Tejido Spunlace (100% viscosa) con 900% capacidad de absorción	70 g/m ²	ECO+

*Tolerancia ± 10%

Materia prima con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- No hay otros componentes





Pack toallita sin doblar

SPUNLACE PRO

5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
BL	Blanco	ECO++

5.2.-Dimensiones

Código	*Ancho	*Largo	Guía Eco
10	20 cm	30 cm	ECO++

*Tolerancia $\pm 3\%$

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar	ECO++

5.4.-Empaquetado

Código	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
P1	Pack 100 uds.	*uds/caja	* uds/palé y altura total palé	ECO
P2	Pack 150 uds.	*uds/caja	* uds/palé y altura total palé	ECO++
P3	Pack 200 uds.	*uds/caja	* uds/palé y altura total palé	ECO+

Ecodiseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

*Consulte con nuestro Dpto. Comercial

6.- Certificaciones de calidad

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex.
- Libre de látex.






Pack toallita sin doblar

SPUNLACE PRO

7.- Modelo de etiquetado



8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Para limpieza, frote la toallita sobre la superficie que desea limpiar, aplicando una presión moderada. Para secado o absorción de líquidos, coloque directamente sobre la superficie a secar o sobre el líquido que desea absorber.
- 2.-Producto de un solo uso

8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Producto Sanitario Clase I no estéril
- Utilizar solo en piel intacta

9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, grana de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.