

Rollo camilla

SPUNLACE SOFT



1.- Referencia Sanitaria: SRC101AE

2.- Finalidad de uso prevista: Rollo de camilla de un solo uso, destinado a cubrir superficies de exploración o tratamiento con el fin de reducir la transferencia de agentes infecciosos y minimizar el riesgo de contaminación cruzada, contribuyendo a proteger al paciente durante su atención en entornos clínicos y hospitalarios.



- Gama SPUNLACE SOFT, suavidad y absorción
- Sin desprendimiento de pelusas
- Precorte preciso que evita mermas
- Adaptable a cualquier tipo de camilla de carga superior o inferior
- Resistente
- Hipoalergénico y libre de látex

3.- Composición:

Composición	Gramaje	Guía Eco
Tejido-No-Tejido Spunlace (40% viscosa y 60 % poliéster) con 900% capacidad de absorción	60 g/m ²	ECO

*Tolerancia $\pm 10\%$

Materia prima con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- No hay otros componentes



Rollo camilla

SPUNLACE SOFT



5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
BL	Blanco	ECO++

5.2.-Dimensiones

Código	*Ancho	*Largo	Guía Eco
10	0,6 m	20 m	ECO
11		50 m	ECO++

*Tolerancia $\pm 3\%$

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Pre-corte 0,5 m	ECO++
11	Pre-corte 2,1 m	ECO

5.4.-Empaquetado

Presentación con film protector

Código	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
F1	Rollo 20 m	13 uds.	234 uds. altura total 205 cm	ECO
F2	Rollo 50 m	6 uds.	72 uds. altura total 205 cm	ECO++

Eco-diseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

6.- Certificaciones de calidad

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex
- Libre de látex.




Rollo camilla

SPUNLACE SOFT



7.- Modelo de etiquetado



8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Colocar el rollo en el soporte específico de la camilla, asegurando que el sentido del desenrollado sea el correcto y que el sistema de fijación quede correctamente anclado.
- 2.-Desenrollar y cortar la longitud deseada, utilizando los pre-cortes transversales.
- 3.-Producto de un solo uso.

8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Producto Sanitario Clase I no estéril

9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.

