

Rollo camilla

TNT ULTRALITE



1.- Referencia sanitaria: SRC101AB

2.- Finalidad de uso prevista: Rollo de camilla de un solo uso, destinado a cubrir superficies de exploración o tratamiento con el fin de reducir la transferencia de agentes infecciosos y minimizar el riesgo de contaminación cruzada, contribuyendo a proteger al paciente durante su atención en entornos clínicos y hospitalarios.



- Gama TNT ULTRALITE, ligereza y ecoeficiencia.
- Precorte preciso que evita mermas
- Adaptable a cualquier tipo de camilla de carga superior o inferior
- Suave, confortable, transpirable e hipoalergénico
- Repelente a fluidos
- 100% Reciclable

3.- Composición:

Composición	*Gramaje	Guía Eco
Tejido-No-Tejido 100% polipropileno alta suavidad y antiestático	12 g/m ²	ECO++

*Tolerancia ± 5%

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes:

- No hay otros componentes



Rollo camilla

TNT ULTRALITE



5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
BL	Blanco	

5.2.-Dimensiones

Código	*Ancho	*Largo	Guía Eco
10	0,6 m	100 m	
11		250 m	

*Tolerancia ± 3%

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Pre-corte 0,5 m	
11	Pre-corte 2,1 m	

5.4.-Empaquetado

Presentación con film protector

Código	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
F1	Rollo 100 m	16 uds.	288 uds. altura total 205 cm	
F2	Rollo 250 m	6 uds.	108 uds. altura total 205 cm	

Eco-diseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

6.- Certificaciones de calidad:

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO₂ respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019
- Libre de látex.
- Reciclable




Rollo camilla

TNT ULTRALITE



7.- Modelo de etiquetado:



8.- Instrucciones de uso y advertencias:

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Colocar el rollo en el soporte específico de la camilla, asegurando que el sentido del desenrollado sea el correcto y que el sistema de fijación quede correctamente anclado.
- 2.-Desenrollar y cortar la longitud deseada, utilizando los pre-cortes transversales.
- 3.-Producto de un solo uso.

8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Producto Sanitario Clase I no estéril

9.- Almacenaje:

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection:

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.

