

Sábana camilla

TNT ULTRALITE



1.- Referencia sanitaria: SSB101AA

2.- Finalidad de uso prevista: Sábana de un solo uso, destinada a cubrir superficies de examen, tratamiento o descanso, así como al propio paciente. Actúa como barrera física que limita la transferencia de agentes infecciosos y contaminantes, contribuyendo a reducir el riesgo de contaminación cruzada en entornos hospitalarios.



- Gama TNT ULTRALITE, ligereza y ecoeficiencia
- Repelente a fluidos
- Hipoalergénica y sin látex
- Suave, confortable y transpirable
- 100 % Reciclable

3.- Composición:

Composición	*Gramaje	Guía Eco
Tejido-No-Tejido 100% polipropileno alta suavidad y antiestático	12 g/m ²	● ● ● ECO++

*Tolerancia ± 5%

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- No hay otros componentes



Sábana camilla

TNT ULTRALITE



5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
BL	Blanco	● ● ● ECO++

5.2.-Dimensiones

Código	*Ancho extendido de sábana	*Largo extendido de sábana	Guía Eco
10	80 cm	200 cm	● ● ● ECO++
11	100 cm	200 cm	● ● ● ECO++
12	120 cm	200 cm	● ● ● ECO+
13	160 cm	200 cm	● ECO

*Tolerancia $\pm 3\%$

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar	● ● ● ECO++

5.4.-Empaquetado

Código	Dimensiones	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
B1	80 x 200 cm	*Polybag 250 uds	*250 uds.	*6.250 uds. 210 cm altural total	● ● ● ECO++
B2	100 x 200 cm	*Polybag 220 uds	*220 uds.	*5.500 uds. 210 cm altural total	● ● ● ECO++
B3	120 x 200 cm	*Polybag 180 uds	*180 uds.	*4.500 uds. 210 cm altural total	● ● ● ECO+
B4	160 x 200 cm	*Polybag 150 uds	*150 uds.	*3.750 uds. 210 cm altural total	● ECO

Ecodiseñamos para reducir residuos de embalajes. Consulte si necesita otras opciones de presentación o para configurar su propio kit de sábanas eligiendo dos o tres piezas –ajustable, encimera y funda de almohada– con el material y medidas de su preferencia.

*Logística estimada

6.- Certificaciones de calidad

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO₂ respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019
- Libre de látex.
- Reciclable




Sábana camilla

TNT ULTRALITE



7.- Modelo de etiquetado



8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Desdoblar la sábana, extenderla y ajustarla sobre la superficie deseada o sobre el propio usuario
- 2.-Producto de un solo uso

8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Producto Sanitario Clase I no estéril

9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, grana de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.

