

Toalla

AIRLAID SOFT



1.- Referencia sanitaria: SPA102AB

2.- Finalidad de uso prevista: Talla absorbente de un solo uso, destinada a secar o empapar fluidos corporales o de otra naturaleza, para contener y limitar la transferencia de agentes infecciosos y reducir el riesgo de contaminación cruzada hacia el paciente, en entornos hospitalarios.



- Gama AIRLAID SOFT, suavidad y gran absorción
- Hipoalergénico
- Libre de látex

3.- Composición:

Composición	*Gramaje	Guía Eco
Tejido-No-Tejido AirLaid	50 g/m ²	ECO

*Tolerancia $\pm 10\%$

Materia prima con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- No hay otros componentes



Toalla

AIRLAID SOFT



5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
BL	Blanco	ECO++

5.2.-Dimensiones

Código	*Ancho	*Largo	Guía Eco
10	40 cm	40 cm	ECO++
11	40 cm	80 cm	ECO++
12	60 cm	80 cm	ECO+
13	80 cm	140 cm	ECO

*Tolerancia $\pm 3\%$

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar	ECO++

5.4.-Empaquetado

Código	Dimensiones	Doblado	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
B1	40 x 40 cm	20 x 20 cm	Polybag 450 uds.	450 uds.	11.250 uds 210 cm altura total	ECO++
B2	40 x 80 cm	20 x 20 cm	Polybag 270 uds.	270 uds.	6.750 uds 210 cm altura total	ECO++
B3	60 x 80 cm	20 x 20 cm	Polybag 180 uds.	180 uds.	4.500 uds 210 cm altura total	ECO+
B4	80 x 140 cm	20 x 20 cm	Polybag 60 uds.	60 uds.	1.500 uds 210 cm altura total	ECO

Ecodiseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

6.- Certificaciones de calidad

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex
- Libre de látex.




Toalla

AIRLAID SOFT



7.- Modelo de etiquetado



8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Para limpieza, frote el paño sobre la superficie que desea limpiar, aplicando una presión moderada. Para secado o absorción de líquidos, coloque directamente sobre la superficie a secar o sobre el líquido que desea absorber.
- 2.-Producto de un solo uso

8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Producto Sanitario Clase I no estéril
- Utilizar solo en piel intacta

9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.

