

Talla

TNT SOFT



1.- Referencia sanitaria: SPA103AA

2.- Finalidad de uso prevista: Talla de un solo uso, destinada a actuar como barrera física que limita la transferencia de agentes infecciosos, con el fin de reducir el riesgo de contaminación cruzada y proteger al paciente durante su estancia en entorno hospitalario.



- Gama TNT SOFT, suavidad y protección
- Repelente a fluidos
- Hipoalergénica y libre de látex
- Transpirable y confortable
- 100% Reciclable

3.- Composición:

Composición	*Gramaje	Guía Eco
Tejido-No-Tejido SMS 100% polipropileno alta suavidad y antiestático	40 g/m ²	ECO++

*Tolerancia ± 5%

Materia prima de fabricación kilómetro 0 y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- No hay otros componentes





5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
AZ	Azul medio	ECO

5.2.-Dimensiones

Código	*Ancho	*Largo	Guía Eco
10	100 cm	150 cm	ECO++

*Tolerancia $\pm 3\%$

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar	ECO++

5.4.-Empaquetado

Código	Dimensiones	Doblado	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
B1	100 x 150 cm	20x20 cm	Polybag 10 uds.	90 uds.	2.250 uds altura total 210 cm	ECO++


Ecodiseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

6.- Certificaciones de calidad

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO₂ respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019
- Libre de látex.
- Reciclable



7.- Modelo de etiquetado



8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Extender el paño sobre la superficie deseada
- 2.-Producto de un solo uso

8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Producto Sanitario Clase I no estéril
- Utilizar solo en piel intacta

9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.

